



DATENBLATT BEESANA® PP-Kittel

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Schutzkittel aus PP-Vliesstoff mit Verschlussbändern an Hals und Taille, Ärmelabschluss mit eingenähten elastischen Gummibändern oder Trikotbündchen, unsteril, für den Einmalgebrauch.

Meditrade GmbH

Medipark 1
83088 Kiefersfelden – Germany
Telefon: +49 (0)8033/9760-0
Fax: +49 (0)8033/9760-60
E-Mail info@meditrade.de
Internet www.meditrade.de
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

PRODUKTDATEN

BEESANA PP-Kittel mit elastischen Gummibändern

REF	Größe	Gewicht	Farbe	Packung	Karton
3684	110 x 140 cm	23 g/m ²	weiß	10 Stück	10 Packungen
3685	110 x 140 cm	23 g/m ²	grün	10 Stück	10 Packungen
3699	120 x 140 cm	23 g/m ²	gelb	10 Stück	10 Packungen
3729	130 x 150 cm	23 g/m ²	weiß	10 Stück	10 Packungen

BEESANA PP-Kittel mit Trikotbündchen

REF	Größe	Gewicht	Farbe	Packung	Karton
4685	110 x 140 cm	23 g/m ²	grün	10 Stück	10 Packungen
4699	120 x 140 cm	23 g/m ²	gelb	10 Stück	10 Packungen

MATERIAL

Polypropylen-Vliesstoff, atmungsaktiv.

HALTBARKEIT

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung
(Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen).

QUALITÄT SZERTIFIKATE

EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Medizinprodukt der Klasse I gem. Richtlinie 93/42/EWG

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. DIE MEDITRADE GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.